



Pvm _____

ALLERGIAN ERIKOISLABORATORIOTUTKIMUKSET

☐ **8352 S -IgE-Et (immunospot)** Seerumin allergeeni -IgE-vasta-aineet erikoistekniikalla. Allergeeni-IgE-vasta-aineiden osoittaminen potilaan seerumista, kun epäillään välitöntä (IgE-välitteistä) allergiaa. Analyysiin tarvittavat näytteet: potilaan seeruminäyte (5 ml) ja tarvittaessa epäilty allergeeninäyte (100 mg tai 2 ml; sovitaan erikseen) (www.hus.fi/immunospot).

☐ **20684 S -IgESiru (mikrosiru)** Seerumin allergeenikomponentti -IgE-vasta-aineet mikrosiru-menetelmällä. IgE-vasta-aineiden osoittaminen yksittäisiin stabiileihin/labiileihin allergeenikomponentteihin. Mikrosirun yli 100 allergeenikomponenttia on listattuna osoitteessa www.hus.fi/mikrosiru. Analyysiin tarvittava näytemäärä on noin 0,1–5 ml seerumia.

Vastausosoite	(laskutusosoite, jos poikkeava)	Yhteyshenkilö/hoitava lääkäri/puh.
---------------	---------------------------------	------------------------------------

Potilaan nimi ja henkilötunnus	Näytteen ottopvm.
--------------------------------	-------------------

ESITIEDOT:

Anafylaksia ☐ kyllä ☐ ei

Ammattitautiepäily ☐ kyllä ☐ ei

Potilaan oireet (hengitystie/iho/suolisto):

Ihotestitulokset:

IgE-vasta-ainetulokset:

Altistukset:

Siedätyshoidot:

Epäilty allergeeni; alkuperä, valmistemuoto, koostumus, käyttö, ym.? (Tarvittaessa jatka kääntöpuolelle tai käytä liitteitä.)

MIKÄ ON KLIININEN ONGELMA, JONKA VUOKSI TUTKIMUS TEHDÄÄN?

LÄHETTEEN PALAUTUS: Näytteiden mukana tai erikseen faksilla 09 471 86564.
TIEDUSTELUT: laboraattori p. 050 4286888, laboratoriohoitaja p. 050 4279416 tai
050 4286596.